



انواع کیسه های کلوپلاست



کیسه های آلترنا به سه شکل ته باز، ته بسته، و شیردار می باشد.

کیسه‌های یک-تکه



انواع کیسه‌های یک تکه آلترنا



جدول انواع کیسه های یک تکه

کد کیسه	نوع چسب	تخلیه کیسه	رنگ کیسه	برش چسب	فیلتر
۵۸۸۵	رولتی	ته باز	مات	قابل برش	----
۵۹۸۵	رولتی	ته باز	شفاف	قابل برش	----
۵۷۸۷	رولتی	بسته	مات	قابل برش	دارد
۵۵۸۰	رولتی	شیردار	مات	قابل برش	----
۵۵۸۵	رولتی	شیردار	شفاف	قابل برش	----



سیستم دو تکه = کیسه + چسب پایه



سیستم دو تکه، همانطور که از اسم آنها پیداست، شامل دو قسمت یعنی چسب پایه و کیسه می باشد. چسبهای پایه و کیسه ها هر کدام تنوع زیادی دارند و هر یک از کیسه های Alterna می تواند روی هر چسب پایه قرار بگیرد که در ادامه به انواع گوناگون هر یک اشاره می کنیم.



چسب‌های پایه



کد ۱۳۱۹



- چسب پایه Alterna
- دو تکه
- Curagard
- صاف
- قابل برش تا ۵۵ میلی‌متر



کد ۱۹۷۳



- چسب پایه Alterna
- دو تکه
- Curagard
- صاف
- قابل برش تا ۵۵ میلی‌متر
- نازک‌تر، انعطاف‌پذیرتر از ۱۳۱۹



کد ۱۷۷۹



– چسب پایه Alterna

– دو تکه

– رولتی Alterna

– صاف

– قابل برش تا ۵۵ میلی‌متر



کد ۲۸۳۳



– چسب پایه Alterna

– دو تکه

– رولتی Alterna Extra

– صاف

– قابل برش تا ۵۵ میلی‌متر



کد ۱۴۲۶



- چسب پایه Alterna
- دو تکه
- رولتی Alterna
- کانوکس ملایم
- قابل برش تا ۴۳ میلی‌متر



کد ۱۴۲۸



– چسب پایه Alterna

– دو تکه

– رولتی Alterna Extra

– کانوکس ملایم

– قابل برش تا ۴۳ میلی‌متر



کد ۴۶۷۶



- چسب پایه Alterna
- دو تکه
- رولتی Alterna
- کانوکس عمیق
- قابل برش تا ۴۳ میلی‌متر



انواع چسب های پایه Alterna

کانوکس	صاف
1. کانوکس عمیق	1. استاندارد
2. کانوکس ملایم	2. Extra
3. کانوکس Extra ملایم	3. LongWear
	4. LongWear انعطاف پذیر





کیسه‌های دو-تکه



جدول انواع کیسه های دو تکه

کد کیسه	تخلیه کیسه	رنگ کیسه	فیلتر
۱۶۹۳	ته باز	مات	-----
۱۶۸۳	بسته	مات	دارد
۴۶۶۶	ته باز	شفاف	دارد
۱۷۵۹	شیردار	شفاف	-----



نکته

– تمام انواع چسب های پایه با تمام انواع کیسه های دوتکه قابل استفاده می باشند.



لوازم جانبی



کد ۲۶۵۰

• خمیر استومی

— مورد مصرف:

• هموار کردن پوست و جلوگیری از نشت



کد ۴۷۲۰

• کرم محافظ

— مورد مصرف:

• محافظت و بهبود التهابات پوستی اطراف استوما



کد ۶۱۰۲

• خمیر کانوین

— مورد مصرف:

- پیشگیری و ترمیم زخم ناشی از تماس پوست با مواد دفعی



کد ۳۲۱۵

• پانسمان محافظ

— مورد مصرف:

• ترمیم عوارض پوستی اطراف استوما



کد ۴۲۱۰

• کمربند استومی

— مورد مصرف:

• اطمینان بیشتر

نسبت به تثبیت کیسه استومی





کد ۲۲۲۰ و ۲۲۵۰

• کیسه درناژ

— مورد مصرف:

• کنترل مواد دفعی

در محل فیستول یا درن



کد ۹۵۰۰

• گیره کلوپلاست

— مورد مصرف:

• بستن انتهای کیسه استومی



کد ۱۲۸۰

• کیسه بعد از عمل

– مورد مصرف:

• مناسب بلافاصله پس از عمل جراحی

– ویژگی:

• قابل برش تا ۱۰۰ میلی متر

• دارای دریچه معاینه





شستشوی کلوستومی

- دفع نشدن گاز و مدفوع بین دو شستشو در نتیجه بی‌نیازی از کیسه
- مناسب برای سیگموئید کلوستومی



شستشوی کولون

مزایای شستشوی کلوستومی

- کنترل تخلیه مدفوع
- استفاده از کیسه کوچکتر نظیر پلاگ یا مینی کپ
- مشکلات پوستی کمتر
- نفخ کمتر
- خروج کمتر بو
- احساس سلامتی بیشتر و داشتن مشکلات جسمی و روحی کمتر



اجزاء ست شستشوی کلوستومی



- ✓ کیسه آب به همراه تنظیم کننده فشار آب
- ✓ مخروطی یا قیف
- ✓ کیسه تخلیه مواد دفعی
- ✓ صفحه پایه و کمر بند
- ✓ چند عدد گیره



